



ESR

Control

Para uso en el control de calidad en la prueba de
velocidad de sedimentación globular (ESR)

APLICACIONES

ESR Control está diseñado para ser utilizado en el control de calidad en la medición de la velocidad de eritrosedimentación en analizadores automáticos.

Consultar el valor asignado en las etiquetas de ambos niveles, debido a que el mismo es lote específico.

REACTIVOS PROVISTOS

Control Level 1: suspensión estabilizada en buffer de eritrocitos humanos en niveles normales o cercanos a los normales, con conservantes apropiados.

Control Level 2: suspensión estabilizada en buffer de eritrocitos humanos en niveles patológicos, con conservantes apropiados.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Control Level 1 y 2: listos para usar.

PRECAUCIONES

Los Controles son para uso diagnóstico "in vitro".

ESR Control ha sido preparado a partir de material no reactivo para antígeno de superficie de Hepatitis B (HBsAg), anticuerpos contra virus de la Hepatitis C (HCV) y de la Inmunodeficiencia Humana (HIV). Sin embargo, los Controles y todas las muestras deben manipularse como si se tratara de material infectivo.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

ESR Control es estable a temperatura ambiente (18-30°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. No congelar ni exponer a temperaturas elevadas.

Una vez abierto, es estable 31 días a temperatura ambiente (18-30°C), manteniendo los frascos bien cerrados. Evitar la exposición prolongada de viales abiertos a la luz. Los viales deben mantenerse bien cerrados después de su uso para evitar la evaporación.

PROCEDIMIENTO

Los Controles se deben usar de la misma manera que una muestra desconocida, de acuerdo a las instrucciones que acompañan al instrumento o al kit.

1- Este producto debe prepararse con un tubo nuevo cada vez.

2- Girar el vial entre las palmas de las manos en posición horizontal e invertida durante 20 a 30 segundos. Ocasionalmente invertir el vial. Mezclar sin agitar. Evite la formación de espuma.

3- Repetir el paso 2 hasta obtener una suspensión completa. Los viales almacenados por tiempos prolongados, requieren un mezclado más extenso.

4- Invertir suavemente el vial 10-12 veces.

5- Asegurarse de que el contenido del vial esté completamente en suspensión. En caso de no ser así, repetir los pasos de 3 a 5 hasta lograr suspensión total.

6- Seguir las instrucciones del fabricante para llenar los tubos de muestra. El procedimiento clásico de Westergren no requiere la predilución del material de control. Tapar inmediatamente y correr como control.

7- Luego de cada uso, limpiar cualquier material residual de las roscas del vial y la tapa interior. Conservar como se describe en ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO.

VALORES ESPERADOS

Los valores son asignados en instrumentos apropiadamente mantenidos y calibrados por el fabricante.

Las medias de cada laboratorio deben estar comprendidas en el correspondiente rango aceptable, pero pueden apartarse de los valores indicados a lo largo de la vida útil del producto.

Las variaciones a lo largo del tiempo y entre laboratorios pueden deberse a diferencias en la técnica de laboratorio, el método de calibración del instrumento y los reactivos. Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores y rangos aceptables y utilice los proporcionados solo como guías.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

- No utilizar después de la fecha de vencimiento.

- Este producto no está diseñado para usarse como estándar.






- Puede observarse un aspecto atípico del reactivo. Si los valores obtenidos no se encuentran dentro de los rangos esperados, repetir el análisis con un nuevo frasco del reactivo.


PRESENTACION

- 2 x 9 ml: 1 x 9 ml Level 1 + 1 x 9 ml Level 2 (Cód. 1937601)

Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.

	Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"		Elaborado por:
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Nocivo
	Uso diagnóstico "in vitro"		Corrosivo / Cáustico
	Contenido suficiente para <n> ensayos		Irritante
	Fecha de caducidad		Consultar instrucciones de uso
	Límite de temperatura (conservar a)		Calibrador
	No congelar		Control
	Riesgo biológico		Control Positivo
	Volumen después de la reconstitución		Control Negativo
	Contenido		Número de catálogo
	Número de lote		

 Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
<http://www.wiener-lab.com.ar>
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
PM-1102-212



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina