



# CMD 80 Detergent

Para limpieza de sondas, mezcladores y cubetas de analizadores automáticos

## APLICACIONES

**CMD 80 Detergent** es un agente de limpieza para la eliminación de proteínas, lípidos, iones y demás residuos procedentes de reacciones químicas que quedan en las superficies de las cubetas de analizadores automáticos.

## REACTIVOS PROVISTOS

**CMD 80 Detergent:** solución de hidróxido de potasio al 5% en buffer citrato 1% con surfactantes.

## INSTRUCCIONES PARA SU USO

Listo para usar.

## PRECAUCIONES

El Reactivo es para uso diagnóstico "in vitro".  
CMD 80 Detergent es corrosivo. H315 + H320: Provoca irritación cutánea y ocular. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.  
El reactivo debe descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

## ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

**CMD 80 Detergent:** es estable a temperatura ambiente (2-30°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase.

## PRESENTACION

- 6 x 2 L (Cód. 1009666)

## SIMBOLOS

Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Uso diagnóstico "in vitro"

Contenido suficiente para <n> ensayos

Fecha de caducidad

Límite de temperatura (conservar a)

No congelar

Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Contenido

Número de lote

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Cáustico

Irritante

Consultar instrucciones de uso

Calibrador

Control

Control Positivo

Control Negativo

Número de catálogo

Wiener Laboratorios S.A.I.C.  
Riobamba 2944  
2000 - Rosario - Argentina  
<http://www.wiener-lab.com.ar>  
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola  
Bioquímica  
Producto Autorizado A.N.M.A.T.  
PM-1102-95



**Wiener lab.**

2000 Rosario - Argentina