

Calibrador Proteínas

nivel alto

LOT 1903280580

VALORES ASIGNADOS			
PROTEÍNA	MÉTODO	VALOR	
		(mg/dl)	(g/l)
α 1-Antitripsina <i>α1-antitrypsin</i>	α 1-Antytripsin Turbitest AA	400	4.00
α 1-Glicoproteína <i>α1-glycoprotein</i>	AGP Turbitest AA	198	1.98
α 2-Macroglobulina <i>α2-macroglobulin</i>	α 2-Macroglobulin Turbitest AA	-	-
Cadena liviana kappa <i>kappa light chain</i>	κ -Light Chain Turbitest AA	720	7.20
Cadena liviana lambda <i>lambda light chain</i>	λ -Light Chain Turbitest AA	400	4.00
Componente C3 <i>C3 component</i>	C3 Turbitest AA	405	4.05
Componente C4 <i>C4 component</i>	C4 Turbitest AA	78.0	0.78
Haptoglobina <i>Haptoglobin</i>	Haptoglobin Turbitest AA	320	3.20
Inhibidor de C1-esterasa <i>C1-esterase inhibitor</i>	C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA	78.0	0.78
Inmunoglobulina A <i>immunoglobulin A</i>	IgA Turbitest AA	555	5.55
Inmunoglobulina G <i>Immunoglobulin G</i>	IgG Turbitest AA	2640	26.4
Inmunoglobulina M <i>Immunoglobulin M</i>	IgM Turbitest AA	240	2.40
Prealbúmina <i>Prealbumin</i>	Prealbumin Turbitest AA	71.0	0.71
Transferrina <i>Transferrin</i>	TRF Turbitest AA	700	7.00

Glosario/Glossário/Glossary

Español	Português	English	Polski
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
proteína	proteína	protein	białko
método	método	method	metody
valor	valor	value	stężenie
fecha	data	date	data



Wiener lab.