

CK-MB

Control - 3 niveles

LOT

LOT Nivel 1 338090

LOT Nivel 2 338110

LOT Nivel 3 338120

VALORES ASIGNADOS

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - BT 3000 PLUS / WIENER LAB, CB SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE	
CK-MB DS	26,3	18,4	34,2	37,4	28,1	46,8	99,0	74,3	123,8
CK-MB LÍQ.	27,3	19,1	35,5	39,1	29,3	48,9	106	80	133

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - KONELAB SERIES / WIENER LAB. CT SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE	
CK-MB DS	30,5	21,4	39,7	45,0	33,8	56,3	115	86	144
CK-MB LÍQ.	29,1	20,4	37,8	42,6	32,0	53,3	111	83	139

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - METROLAB 2300 PLUS / WIENER LAB. CM SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE	
CK-MB DS	25,3	17,7	32,9	37,2	27,9	46,5	98,0	73,5	122,5
CK-MB LÍQ.	31,9	22,3	41,5	45,0	33,8	56,3	108	81	135

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - TARGA BT 3000									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE	
CK-MB DS	26,3	18,4	34,2	37,4	28,1	46,8	99	74	124
CK-MB LÍQ.	27,3	19,1	35,5	39,1	29,3	48,9	106	80	133

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - WIENER LAB. CMD 800 SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE	
CK-MB LÍQ.	27,5	19,3	35,8	41,0	30,8	51,3	105	79	131

* a 37°C

** Valores obtenidos empleando técnica con calibración / Valores obtidos utilizando técnica com calibração / Values obtained using calibration technique / Wartości uzyskane stosując techniki z kalibracją

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
kit	kit	kit	zestaw
nivel 2	nível 2	level 2	poziom 2
nivel 3	nível 3	level 3	poziom 3
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango acceptable	faixa aceitável	acceptable range	pożądany zakres

