

Coagulation

Control N

LOT

1903300960

VALORES ASIGNADOS			
Reactivo	Valor Medio	Rango aceptable	
Soluplastin (seg)	12.7	9.5	15.9
Soluplastin (%)	114	86	143
APTTTest ellágico (seg)	27.8	20.9	34.8
Fibrinógeno (mg/dL)	360	288	432
Tiempo de Trombina 4.0 UNIH/mL (seg)	14.2	11.4	17.0
Tiempo de Trombina 2.7 UNIH/mL (seg)	18.2	14.6	21.8
APTT ellagic (seg)	25.6	19.2	32.0
Chrom ATIII (%)	101	76	126
Chrom Protein C (%)	104	78	130
LA Screen (seg)	42	31	53
LA Confirm (seg)	34	26	42
Ratio LA normalizado	1.09	0.82	1.36

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
reactivo	reagente	reagent	odczynnik
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango aceptable	faixa aceitável	acceptable range	pożądany zakres

