

Fructosamina

LOT

1912352740

Control - 2 niveles

LOT

Nivel 1

342010

LOT

Nivel 2

342000

VALORES ASIGNADOS - TECNICA MANUAL / ANALIZADORES						
TECNICA/ ANALIZADOR	NIVEL 1			NIVEL 2		
	VALOR MEDIO	RANGO		VALOR MEDIO	RANGO	
Konelab Series / Wiener lab, CT Series	219 umol/L	175	263	445 umol/L	356	534
	1,9 mmol/L (DMF)	1,5	2,3	3,9 mmol/L (DMF)	3,1	4,6
Targa - BT 3000	212 umol/L	169	254	466 umol/L	372	559
	1,8 mmol/L (DMF)	1,5	2,2	4,1 mmol/L (DMF)	3,2	4,9
Metrolab 2300 plus / Wiener lab. CM Series	212 umol/L	169	254	471 umol/L	377	565
	1,8 mmol/L (DMF)	1,5	2,2	4,1 mmol/L (DMF)	3,3	4,9
BT 3000 plus / Wiener lab. CB Series	212 umol/L	169	254	466 umol/L	372	559
	1,8 mmol/L (DMF)	1,5	2,2	4,1 mmol/L (DMF)	3,2	4,9
CMD 800 Series	212 umol/L	170	255	432 umol/L	346	519
	1,9 mmol/L (DMF)	1,5	2,2	3,8 mmol/L (DMF)	3,0	4,5
Técnica manual	231 umol/L	185	277	597 umol/L	477	716
	2,0 mmol/L (DMF)	1,6	2,4	5,2 mmol/L (DMF)	4,2	6,2

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español

Português

English

Polski

nivel

nível

level

poziom

valores asignados

valores estabelecidos

assigned values

zakres wartości

rango

faixa

range

zakres

analizadores

analisadores

analyzers

analizator

**Wiener lab.**