

Fructosamina

LOT 2008385490

Control - 2 niveles

LOT Nivel 1 385350

LOT Nivel 2 385340

VALORES ASIGNADOS - TECNICA MANUAL / ANALIZADORES						
TECNICA/ ANALIZADOR	NIVEL 1			NIVEL 2		
	VALOR MEDIO	RANGO		VALOR MEDIO	RANGO	
Konelab Series / Wiener lab, CT Series	210 umol/L	168	252	411 umol/L	329	493
	1,8 mmol/L (DMF)	1,5	2,2	3,6 mmol/L (DMF)	2,9	4,3
Targa - BT 3000	191 umol/L	153	230	418 umol/L	334	501
	1,7 mmol/L (DMF)	1,3	2,0	3,6 mmol/L (DMF)	2,9	4,4
Metrolab 2300 plus / Wiener lab. CM Series	190 umol/L	152	229	415 umol/L	332	498
	1,7 mmol/L (DMF)	1,3	2,0	3,6 mmol/L (DMF)	2,9	4,3
BT 3000 plus / Wiener lab. CB Series	191 umol/L	153	230	418 umol/L	334	501
	1,7 mmol/L (DMF)	1,3	2,0	3,6 mmol/L (DMF)	2,9	4,4
CMD 800 Series	198 umol/L	158	237	408 umol/L	326	489
	1,7 mmol/L (DMF)	1,4	2,1	3,6 mmol/L (DMF)	2,8	4,3
Técnica manual	154 umol/L	123	185	392 umol/L	313	470
	1,3 mmol/L (DMF)	1,1	1,6	3,4 mmol/L (DMF)	2,7	4,1

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español

nivel
valores asignados
rango
analizadores

Português

nível
valores estabelecidos
faixa
analísadores

English

level
assigned values
range
analyzers

Polski

poziom
zakres wartości
zakres
analizator



Wiener lab.