

HbA1c

enzymatic - Calibrator

LOT 1909335290

LOT Nivel 1 335160

LOT Nivel 2 335170

VALORES ASIGNADOS

%HbA1c	Sistemas de 3 reactivos	Sistemas de 2 reactivos
Nivel 1	5,3	5,5
Nivel 2	10,5	10,5

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
nivel	nível	level	poziom
sistemas	sistemas	system	systemy
reactivos	reagentes	reagent	odczynniki

