

HbA1c

enzymatic - Control

LOT 1903303510

Rev.: 001

LOT Nivel 1 300860

Fecha: 190320

LOT Nivel 2 300900

VALORES ASIGNADOS

Sistemas de 3 reactivos

%HbA1c (%)	Valor Medio (%)	Rango (%)
Nivel 1	5,7	4,6 - 6,8
Nivel 2	8,9	7,1 - 10,7

Sistemas de 2 reactivos

%HbA1c (%)	Valor Medio (%)	Rango (%)
Nivel 1	5,9	4,7 - 7,1
Nivel 2	8,9	7,1 - 11,3

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
nivel 1	nível 1	level 1	poziom 1
sistemas	sistemas	reagent	systemy
reactivos	reagentes	reagent	odczynniki
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango	faixa	range	zakres



Wiener lab.