

# HbA1c

## *enzymatic - Control*

LOT 2008384960

LOT Nivel 1 384720

LOT Nivel 2 384730

### VALORES ASIGNADOS

#### Sistemas de 3 reactivos

%HbA1c (%)	Valor Medio (%)	Rango (%)
Nivel 1	6,3	5,0 - 7,6
Nivel 2	9,0	7,2 - 10,8

#### Sistemas de 2 reactivos

%HbA1c (%)	Valor Medio (%)	Rango (%)
Nivel 1	6,3	5,0 - 7,6
Nivel 2	8,9	7,1 - 10,7

### Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
nivel 1	nível 1	level 1	poziom 1
sistemas	sistemas	reagent	systemy
reactivos	reagentes	reagent	odczynniki
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango	faixa	range	zakres



**Wiener lab.**