

# Lipid

## Control

LOT 1909335250

LOT Nivel 1 335070

LOT Nivel 2 335080

### VALORES ASIGNADOS PARA BT 3000 plus / CB 350i

ANALITO	METODO	NIVEL 1			NIVEL 2		
		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE	
Apolipoproteína A-I (mg/dl)	Apo A-I Turbitest AA	41.0	32.8	49.2	121	97	145
Apolipoproteína B (mg/dl)	Apo B Turbitest AA	103	82.4	123.6	185	148	222
Colesterol (mg/dl)	Colestat enzimático AA líquida	137	116	158	267	227	307
HDL Colesterol (mg/dl)	HDL Colesterol monofase AA plus	24.5	18.4	30.6	62.4	46.8	78.0
LDL Colesterol (mg/dl)	LDL Colesterol monofase AA	103	77	129	192	144	240
Triglicéridos (mg/dl)	TG Color GPO/PAP AA líquida	106	85	127	381	305	457

### VALORES ASIGNADOS PARA KONELAB 20, 30, 60 / CT 200, 300, 600

ANALITO	METODO	NIVEL 1			NIVEL 2		
		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACCEPTABLE	
Apolipoproteína A-I (mg/dl)	Apo A-I Turbitest AA	35.5	28.4	42.6	114	91	137
Apolipoproteína B (mg/dl)	Apo B Turbitest AA	94.4	75.5	113.3	176	141	211
Colesterol (mg/dl)	Colestat enzimático AA líquida	134	114	154	260	221	299
HDL Colesterol (mg/dl)	HDL Colesterol monofase AA plus	22.5	16.9	28.1	58.2	43.7	72.8
LDL Colesterol (mg/dl)	LDL Colesterol monofase AA	108	81	135	203	152	254
Triglicéridos (mg/dl)	TG Color GPO/PAP AA líquida	104	83	125	323	258	388

## VALORES ASIGNADOS PARA CMD 800 SERIES

ANALITO	METODO	NIVEL 1			NIVEL 2		
		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
Apolipoproteína A-I (mg/dl)	Apo A-I Turbitest AA	41.0	32.8	49.2	121	97	145
Apolipoproteína B (mg/dl)	Apo B Turbitest AA	103	82	124	185	148	222
Colesterol (mg/dl)	Colestat enzimático AA líquida	142	121	163	275	234	316
HDL Colesterol (mg/dl)	HDL Colesterol monofase AA plus	23.4	17.6	29.3	59.6	44.7	74.5
LDL Colesterol (mg/dl)	LDL Colesterol monofase AA	109	82	136	203	152	254
Triglicéridos (mg/dl)	TG Color GPO/PAP AA líquida	111	89	133	399	319	479

### Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
nivel	nível	level	poziom
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
analito	analito	analyte	analit
método	método	method	metoda
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango aceptable	faixa aceitável	acceptable range	pożądany zakres
apolipoproteína A-I	apolipoproteína A-I	apolipoprotein A-I	apolipoproteina A-I
apolipoproteína B	apolipoproteína B	apolipoprotein B	apolipoproteina B
colesterol	colesterol	cholesterol	cholesterol
triglicéridos	triglicerídeos	triglycerides	triglicerydy

