

# Lipid

## Control

LOT 2004371300

LOT Nivel 1 370760

LOT Nivel 2 370770

### VALORES ASIGNADOS PARA BT 3000 plus / CB 350i

ANALITO	METODO	NIVEL 1			NIVEL 2		
		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
Apolipoproteína A-I (mg/dl)	Apo A-I Turbitest AA	71.6	55.8	87.4	146	114	178
Apolipoproteína B (mg/dl)	Apo B Turbitest AA	97.7	78.2	117.2	180	144	216
Colesterol (mg/dl)	Colestat enzimático AA líquida	157	133	181	284	241	327
HDL Colesterol (mg/dl)	HDL Colesterol monofase AA plus	31.0	23.3	38.8	71.3	53.5	89.1
LDL Colesterol (mg/dl)	LDL Colesterol monofase AA	106	80	133	181	136	226
Triglicéridos (mg/dl)	TG Color GPO/PAP AA líquida	105	84	126	384	307	461

### VALORES ASIGNADOS PARA KONELAB 20, 30, 60 / CT 200, 300, 600

ANALITO	METODO	NIVEL 1			NIVEL 2		
		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
Apolipoproteína A-I (mg/dl)	Apo A-I Turbitest AA	65.1	50.8	79.4	134	105	163
Apolipoproteína B (mg/dl)	Apo B Turbitest AA	90.0	72.0	108.0	158	126	190
Colesterol (mg/dl)	Colestat enzimático AA líquida	145	123	167	256	218	294
HDL Colesterol (mg/dl)	HDL Colesterol monofase AA plus	27.2	20.4	34.0	64.0	48.0	80.0
LDL Colesterol (mg/dl)	LDL Colesterol monofase AA	106	80	133	182	137	228
Triglicéridos (mg/dl)	TG Color GPO/PAP AA líquida	94.4	76	113	348	278	418

**VALORES ASIGNADOS PARA CMD 800 SERIES**

ANALITO	METODO	NIVEL 1			NIVEL 2		
		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
Apolipoproteína A-I (mg/dl)	Apo A-I Turbitest AA	68.0	53.0	83.0	153	119	187
Apolipoproteína B (mg/dl)	Apo B Turbitest AA	98.2	78.6	117.8	166	133	199
Colesterol (mg/dl)	Colestat enzimático AA líquida	154	131	177	272	231	313
HDL Colesterol (mg/dl)	HDL Colesterol monofase AA plus	28.2	21.2	35.3	65.9	49.4	82.4
LDL Colesterol (mg/dl)	LDL Colesterol monofase AA	107	80	134	185	139	231
Triglicéridos (mg/dl)	TG Color GPO/PAP AA líquida	100	80	120	365	292	438

**Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz**

<b>Español</b>	<b>Português</b>	<b>English</b>	<b>Polski</b>
nivel	nível	level	poziom
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
analito	analito	analyte	analit
método	método	method	metoda
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango aceptable	faixa aceitável	acceptable range	požadany zakres
apolipoproteína A-I	apolipoproteína A-I	apolipoprotein A-I	apolipoproteina A-I
apolipoproteína B	apolipoproteína B	apolipoprotein B	apolipoproteina B
colesterol	colesterol	cholesterol	cholesterol
triglicéridos	triglicerídeos	triglycerides	triglicerydy