

# Plasma control

*Normal*

LOT

1906319470


## VALORES ASIGNADOS

| Reactivo                             | Método     | Valor Medio | Rango aceptable |      |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------|------|
| Soluplastin (seg)                    | Manual     | 13.5        | 10.1            | 16.9 |
|                                      | CoL Series | 13.5        | 10.1            | 16.9 |
|                                      | COR 50     | 12.9        | 9.7             | 16.1 |
| Soluplastin (%)                      | Manual     | 103         | 82              | 124  |
|                                      | CoL Series | 103         | 82              | 124  |
|                                      | COR 50     | 109         | 85              | 133  |
| APTTTest (seg)                       | Manual     | 32.5        | 24.4            | 40.6 |
| APTTTest elástico (seg)              | Manual     | 27.8        | 20.9            | 34.8 |
|                                      | CoL Series | 27.2        | 20.4            | 34.0 |
|                                      | COR 50     | 28.5        | 21.4            | 35.6 |
| Fibrinógeno (mg/dL)                  | Manual     | 325         | 260             | 390  |
|                                      | CoL Series | 325         | 260             | 390  |
|                                      | COR 50     | 325         | 260             | 390  |
| Fibrinogen Turbitest AA (mg/dL)      | (*)        | 262         | 210             | 314  |
| Tiempo de Trombina 4.0 UNIH/mL (seg) | Manual     | 13.7        | 11.0            | 16.4 |
|                                      | CoL Series | 13.7        | 11.0            | 16.4 |
|                                      | COR 50     | 13.7        | 11.0            | 16.4 |
| Tiempo de Trombina 2.7 UNIH/mL (seg) | Manual     | 17.8        | 14.2            | 21.4 |
|                                      | CoL Series | 17.8        | 14.2            | 21.4 |
|                                      | COR 50     | 17.8        | 14.2            | 21.4 |

(\*) Método turbidimétrico en analizadores automáticos / Método turbidimétrico em analisadores automáticos / Turbidimetric method in automated analyzers / Metoda turbidymetrycznej analizatorów automatycznych

## Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

| Español         | Português       | English          | Polski          |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| fecha           | data            | date             | data            |
| reactivo        | reagente        | reagent          | odczynnik       |
| método          | método          | method           | metoda          |
| valor medio     | valor médio     | mean             | średnia wartość |
| rango aceptable | faixa aceitável | acceptable range | pożądany zakres |
| manual          | manual          | manual           | manualne        |

 Wiener lab.