

# Plasma control

## Patológico

LOT

1901292180

Rev.: 000

Fecha: 20190115

### VALORES ASIGNADOS

| Reactivo                                   | Método     | Valor Medio | Rango aceptable |      |
|--|------------|-------------|-----------------|------|
| Soluplastin<br>(seg)                       | Manual     | 35.3        | 26.5            | 44.1 |
|  | CoL Series | 35.3        | 26.5            | 44.1 |
|  | COR 50     | 33.5        | 25.1            | 41.9 |
| Soluplastin<br>(%)                         | Manual     | 22          | 17              | 28   |
|  | CoL Series | 22          | 17              | 28   |
|  | COR 50     | 24          | 18              | 31   |
| APTTTest (seg)                             | Manual     | 63.0        | 47.3            | 78.8 |
| APTTTest elástico<br>(seg)                 | Manual     | 55.5        | 41.6            | 69.4 |
|  | CoL Series | 55.1        | 41.3            | 68.9 |
|  | COR 50     | 56.2        | 42.2            | 70.3 |
| Fibrinógeno<br>(mg/dL)                     | Manual     | 145         | 116             | 174  |
|  | CoL Series | 145         | 116             | 174  |
|  | COR 50     | 145         | 116             | 174  |
| Fibrinogen Turbitest AA (mg/dL)            | (*)        | 137         | 110             | 164  |
| Tiempo de Trombina<br>4.0 UNIH/mL<br>(seg) | Manual     | 16.1        | 12.9            | 19.3 |
|  | CoL Series | 16.1        | 12.9            | 19.3 |
|  | COR 50     | 16.1        | 12.9            | 19.3 |
| Tiempo de Trombina<br>2.7 UNIH/mL<br>(seg) | Manual     | 20.2        | 16.2            | 24.2 |
|  | CoL Series | 20.2        | 16.2            | 24.2 |
|  | COR 50     | 20.2        | 16.2            | 24.2 |

(\*) Método turbidimétrico en analizadores automáticos / Método turbidimétrico em analisadores automáticos / Turbidimetric method in automated analyzers / Metoda turbidymetrycznej analizatorów automatycznych

### Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

| Español         | Português       | English          | Polski          |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| fecha           | data            | date             | data            |
| reactivo        | reagente        | reagent          | odczynnik       |
| método          | método          | method           | metoda          |
| valor medio     | valor médio     | mean             | średnia wartość |
| rango aceptable | faixa aceitável | acceptable range | pożądany zakres |
| manual          | manual          | manual           | manualne        |



Wiener lab.