

Ammonia Control

LOT 1905311150

Rev 000

LOT Nivel 1 311130

Fecha 190503

LOT Nivel 2 311140

VALORES ASIGNADOS

	(µg/dl)		(µmol/l)			
	Valor Medio	Rango		Valor Medio	Rango	
Nivel 1	135	107	162	79	63	95
Nivel 2	272	218	327	160	128	192

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariu:

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
nivel 1	nível 1	level 1	poziom 1
nivel 2	nível 2	level 2	poziom 2
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango	faixa	range	zakres



Wiener lab.