

Ammonia Control

LOT 1912350860

LOT Nivel 1 348580

LOT Nivel 2 348590

VALORES ASIGNADOS

	(µg/dl)		(µmol/l)	
	Valor Medio	Rango	Valor Medio	Rango
Nivel 1	125	107 144	74	63 85
Nivel 2	288	245 331	169	144 194

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
nivel 1	nível 1	level 1	poziom 1
nivel 2	nível 2	level 2	poziom 2
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango	faixa	range	zakres

