

Calibrador Proteínas

nivel alto

LOT 1911345500

VALORES ASIGNADOS			
PROTEÍNA	MÉTODO	VALOR	
		(mg/dl)	(g/l)
α 1-Antitripsina <i>α1-antitrypsin</i>	α 1-Antytripsin Turbitest AA	300	3.00
α 1-Glicoproteína <i>α1-glycoprotein</i>	AGP Turbitest AA	202	2.02
α 2-Macroglobulina <i>α2-macroglobulin</i>	α 2-Macroglobulin Turbitest AA	-	-
Cadena liviana kappa <i>kappa light chain</i>	κ -Light Chain Turbitest AA	735	7.35
Cadena liviana lambda <i>lambda light chain</i>	λ -Light Chain Turbitest AA	400	4.00
Componente C3 <i>C3 component</i>	C3 Turbitest AA	380	3.8
Componente C4 <i>C4 component</i>	C4 Turbitest AA	72.0	0.72
Haptoglobina <i>Haptoglobin</i>	Haptoglobin Turbitest AA	304	3.04
Inhibidor de C1-esterasa <i>C1-esterase inhibitor</i>	C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA	76.2	0.76
Inmunoglobulina A <i>immunoglobulin A</i>	IgA Turbitest AA	535	5.35
Inmunoglobulina G <i>Immunoglobulin G</i>	IgG Turbitest AA	2700	27.0
Inmunoglobulina M <i>Immunoglobulin M</i>	IgM Turbitest AA	256	2.56
Prealbúmina <i>Prealbumin</i>	Prealbumin Turbitest AA	62.0	0.62
Transferrina <i>Transferrin</i>	TRF Turbitest AA	740	7.40

Glosario/Glossário/Glossary/

Español	Português	English	Polski
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
proteína	proteína	protein	białko
método	método	method	metody
valor	valor	value	stężenie
fecha	data	date	data



Wiener lab.