

# Calibrador Proteínas

*nivel alto*

LOT

2009370940

| VALORES ASIGNADOS  |                                     |         |       |
|--|-------------------------------------|---------|-------|
| PROTEÍNA   | MÉTODO                              | VALOR   |       |
|  |                                     | (mg/dl) | (g/l) |
| $\alpha$ 1-Antitripsina<br><i><math>\alpha</math>1-antitrypsin</i>   | $\alpha$ 1-Antytrypsin Turbitest AA | 300     | 3.00  |
| $\alpha$ 1-Glicoproteína<br><i><math>\alpha</math>1-glycoprotein</i> | AGP Turbitest AA                    | 202     | 2.02  |
| Cadena liviana kappa<br><i>kappa light chain</i>                     | $\kappa$ -Light Chain Turbitest AA  | 735     | 7.35  |
| Cadena liviana lambda<br><i>lambda light chain</i>                   | $\lambda$ -Light Chain Turbitest AA | 400     | 4.00  |
| Componente C3<br><i>C3 component</i>                                 | C3 Turbitest AA                     | 380     | 3.80  |
| Componente C4<br><i>C4 component</i>                                 | C4 Turbitest AA                     | 72.0    | 0.72  |
| Haptoglobina<br><i>Haptoglobin</i>                                   | Haptoglobin Turbitest AA            | 304     | 3.04  |
| Inhibidor de C1-esterasa<br><i>C1-esterase inhibitor</i>             | C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA  | 76.2    | 0.76  |
| Inmunoglobulina A<br><i>immunoglobulin A</i>                         | IgA Turbitest AA                    | 535     | 5.35  |
| Inmunoglobulina G<br><i>Immunoglobulin G</i>                         | IgG Turbitest AA                    | 2700    | 27.0  |
| Inmunoglobulina M<br><i>Immunoglobulin M</i>                         | IgM Turbitest AA                    | 256     | 2.56  |
| Prealbúmina<br><i>Prealbumin</i>                                     | Prealbumin Turbitest AA             | 62.0    | 0.62  |
| Transferrina<br><i>Transferrin</i>                                   | TRF Turbitest AA                    | 740     | 7.40  |

## Glosario/Glossário/Glossary/

| Español           | Português             | English         | Polski          |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| valores asignados | valores estabelecidos | assigned values | zakres wartości |
| proteína          | proteína              | protein         | białko          |
| método            | método                | method          | metody          |
| valor             | valor                 | value           | stężenie        |
| fecha             | data                  | date            | data            |



Wiener lab.