

Calibrador Proteínas

nivel alto

LOT 2101394340

VALORES ASIGNADOS			
PROTEÍNA	MÉTODO	VALOR	
		(mg/dl)	(g/l)
α 1-Antitripsina <i>α1-antitrypsin</i>	α 1-Antytrypsin Turbitest AA	333	3,33
α 1-Glicoproteína <i>α1-glycoprotein</i>	AGP Turbitest AA	206	2,06
Cadena liviana kappa <i>kappa light chain</i>	κ -Light Chain Turbitest AA	751	7,51
Cadena liviana lambda <i>lambda light chain</i>	λ -Light Chain Turbitest AA	402	4,02
Componente C3 <i>C3 component</i>	C3 Turbitest AA	386	3,86
Componente C4 <i>C4 component</i>	C4 Turbitest AA	82,0	0,82
Haptoglobina <i>Haptoglobin</i>	Haptoglobin Turbitest AA	330	3,30
Inhibidor de C1-esterasa <i>C1-esterase inhibitor</i>	C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA	84,0	0,84
Inmunoglobulina A <i>immunoglobulin A</i>	IgA Turbitest AA	558	5,58
Inmunoglobulina G <i>G/Immunoglobulin G</i>	IgG Turbitest AA	2750	27,5
Inmunoglobulina M <i>Immunoglobulin M</i>	IgM Turbitest AA	231	2,31
Prealbúmina <i>Prealbumin</i>	Prealbumin Turbitest AA	66,0	0,66
Transferrina <i>Transferrin</i>	TRF Turbitest AA	710	7,10

Glosario/Glossário/Glossary/

Español	Português	English	Polski
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
proteína	proteína	protein	białko
método	método	method	metody
valor	valor	value	stężenie
fecha	data	date	data



Wiener lab.