

CK-MB

Control - 3 niveles

LOT 1811285300

Rev 000

LOT Nivel 1 283960

Fecha 181130

LOT Nivel 2 283970

LOT Nivel 3 283980

VALORES ASIGNADOS

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - BT 3000 PLUS / WIENER LAB, CB SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
CK-MB DS	23.0	16.1	29.9	37.4	28.1	46.8	66.7	50.0	83.4
CK-MB LÍQ.	24.9	17.4	32.4	40.9	30.7	51.1	69.5	52.1	86.9

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - KONELAB SERIES / WIENER LAB. CT SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
CK-MB DS	25.8	18.1	33.5	41.8	31.4	52.3	73.8	55.4	92.3
CK-MB LÍQ.	26.2	18.3	34.1	41.8	31.4	52.3	73.0	54.8	91.3

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - METROLAB 2300 PLUS / WIENER LAB. CM SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
CK-MB DS	23.5	16.5	30.6	39.4	29.6	49.3	70.1	52.6	87.6
CK-MB LÍQ.	29.1	20.4	37.8	44.9	33.7	56.1	73.7	55.3	92.1

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - TARGA BT 3000									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
CK-MB DS	23.0	16.1	29.9	37.4	28.1	46.8	66.7	50.0	83.4
CK-MB LÍQ.	24.9	17.4	32.4	40.9	30.7	51.1	69.5	52.1	86.9

VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - WIENER LAB. CMD 800 SERIES									
KIT	NIVEL 1			NIVEL 2			NIVEL 3		
	VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE		VALOR MEDIO	RANGO ACEPTABLE	
CK-MB LÍQ.	24.5	17.2	31.9	39.5	29.6	49.4	68.3	51.2	85.4

* a 37°C

** Valores obtenidos empleando técnica con calibración / Valores obtidos utilizando técnica com calibração / Values obtained using calibration technique / Wartości uzyskane stosując techniki z kalibracją

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
kit	kit	kit	zestaw
nivel 2	nível 2	level 2	poziom 2
nivel 3	nível 3	level 3	poziom 3
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango aceptable	faixa aceitável	acceptable range	pożądany zakres

