

# CK-MB

## Control - 3 niveles

LOT 2007380710

LOT Nivel 1 373700

LOT Nivel 2 373710

LOT Nivel 3 373720

### VALORES ASIGNADOS

| VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - BT 3000 PLUS / WIENER LAB, CB SERIES |             |                 |      |             |                 |      |             |                 |       |
|--|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|-------|
| KIT  | NIVEL 1     |                 |      | NIVEL 2     |                 |      | NIVEL 3     |                 |       |
|  | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |       |
| CK-MB DS   | 28,7        | 20,1            | 37,3 | 38,4        | 28,8            | 48,0 | 85,6        | 64,2            | 107,0 |
| CK-MB LÍQ.   | 29,2        | 20,4            | 38,0 | 40,2        | 30,2            | 50,3 | 91,8        | 68,9            | 114,8 |

| VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - KONELAB SERIES / WIENER LAB. CT SERIES |             |                 |      |             |                 |      |             |                 |       |
|--|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|-------|
| KIT  | NIVEL 1     |                 |      | NIVEL 2     |                 |      | NIVEL 3     |                 |       |
|  | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |       |
| CK-MB DS   | 32,4        | 22,7            | 42,1 | 44,1        | 33,1            | 55,1 | 96,7        | 72,5            | 120,9 |
| CK-MB LÍQ.   | 31,7        | 22,2            | 41,2 | 42,1        | 31,6            | 52,6 | 95,1        | 71,3            | 118,9 |

| VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - METROLAB 2300 PLUS / WIENER LAB. CM SERIES |             |                 |      |             |                 |      |             |                 |       |
|--|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|-------|
| KIT  | NIVEL 1     |                 |      | NIVEL 2     |                 |      | NIVEL 3     |                 |       |
|  | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |       |
| CK-MB DS   | 27,8        | 19,5            | 36,1 | 37,4        | 28,1            | 46,8 | 83,5        | 62,6            | 104,4 |
| CK-MB LÍQ.   | 32,7        | 22,9            | 42,5 | 43,3        | 32,5            | 54,1 | 91,1        | 68,3            | 113,9 |

| VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - TARGA BT 3000 |             |                 |      |             |                 |      |             |                 |       |
|---|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|-------|
| KIT   | NIVEL 1     |                 |      | NIVEL 2     |                 |      | NIVEL 3     |                 |       |
|   | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |       |
| CK-MB DS  | 28,7        | 20,1            | 37,3 | 38,4        | 28,8            | 48,0 | 85,6        | 64,2            | 107,0 |
| CK-MB LÍQ.  | 29,2        | 20,4            | 38,0 | 40,2        | 30,2            | 50,3 | 91,8        | 68,9            | 114,8 |

| VALORES ASIGNADOS DE CK-MB (U/l)* - WIENER LAB. CMD 800 SERIES |             |                 |      |             |                 |      |             |                 |       |
|--|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|-------|
| KIT  | NIVEL 1     |                 |      | NIVEL 2     |                 |      | NIVEL 3     |                 |       |
|  | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |      | VALOR MEDIO | RANGO ACEPTABLE |       |
| CK-MB LÍQ.   | 31,3        | 21,9            | 40,7 | 42,5        | 31,9            | 53,1 | 91,8        | 68,9            | 114,8 |

\* a 37°C

\*\* Valores obtenidos empleando técnica con calibración / Valores obtidos utilizando técnica com calibração / Values obtained using calibration technique / Wartości uzyskane stosując techniki z kalibracją

### Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

| Español           | Português             | English          | Polski          |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| kit               | kit                   | kit              | zestaw          |
| nivel 2           | nível 2               | level 2          | poziom 2        |
| nivel 3           | nível 3               | level 3          | poziom 3        |
| valores asignados | valores estabelecidos | assigned values  | zakres wartości |
| valor medio       | valor médio           | mean             | średnia wartość |
| rango acceptable  | faixa aceitável       | acceptable range | pożądany zakres |

