

CMD Urine Quality Control

LOT 2107441950

LOT Nivel 1 441590

LOT Nivel 2 441600

Wiener Lab. CMD 800

ION	Reactivo	Nivel 1			Nivel 2		
		Valor medio	Rango aceptable		Valor medio	Rango aceptable	
Cl ⁻ (mEq/l)	Electrodo ion selectivo	94.1	79.9	108.2	181	154	208
K ⁺ (mEq/l)	Electrodo ion selectivo	20.4	17.3	23.5	45.4	38.5	52.2
Na ⁺ (mEq/l)	Electrodo ion selectivo	74.9	63.7	86.1	142	121	163

Wiener Lab. CMD 600

ION	Reactivo	Nivel 1			Nivel 2		
		Valor medio	Rango aceptable		Valor medio	Rango aceptable	
Cl ⁻ (mEq/l)	Electrodo ion selectivo	78.0	66.3	89.7	161	136	185
K ⁺ (mEq/l)	Electrodo ion selectivo	23.0	19.6	26.5	48.0	40.8	55.2
Na ⁺ (mEq/l)	Electrodo ion selectivo	82.0	69.7	94.3	153	130	176

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
nivel 1	nível 1	level 1	poziom 1
nivel 2	nível 2	level 2	poziom 2
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango aceptable	faixa aceitável	acceptable range	akceptowalna zakres
electrodo ion selectivo	eletrodo ion seletivo	ion selective electrode	elektroda jonoselekt ywna
reactivo	reagente	reagent	odczynnik

