

Coagulation

Control N

LOT 2005375980

VALORES ASIGNADOS			
Reactivo	Valor Medio	Rango aceptable	
Soluplastin (seg)	11.6	8.7	14.5
Soluplastin (%)	113	85	141
Prothrombin Time plus (seg)	13.3	10.0	16.6
Prothrombin Time plus (%)	114	86	143
APTTTest ellágico (seg)	28.0	21.0	35.0
Fibrinógeno (mg/dL)	320	256	384
Tiempo de Trombina 4.0 UNIH/mL (seg)	13.9	11.1	16.7
Tiempo de Trombina 2.7 UNIH/mL (seg)	17.8	14.2	21.4
APTT ellagic (seg)	25.8	19.4	32.3
Chrom ATIII (%)	106	80	133
Chrom Protein C (%)	96	72	120
LA Screen (seg)	38	29	48
LA Confirm (seg)	33	25	41
Ratio LA normalizado	1.03	0.77	1.29
Factor II Deficient Plasma (%)	97	73	121
Factor V Deficient Plasma (%)	102	77	128
Factor VII Deficient Plasma (%)	127	95	159
Factor VIII Deficient Plasma (%)	98	74	123
Factor IX Deficient Plasma (%)	120	90	150
Factor X Deficient Plasma (%)	112	84	140
Factor XI Deficient Plasma (%)	92	69	115
Factor XII Deficient Plasma (%)	91	68	114

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
reactivo	reagente	reagent	odczynnik
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango aceptable	faixa aceitável	acceptable range	pożądany zakres

