

Control Inmunológico

nivel 2

LOT

2108448140

| VALORES ASIGNADOS | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|-------------|-------|------|
| ANALITO | UNIDAD | KIT | VALOR MEDIO | RANGO | |
| α 1-Antitripsina <i>α1-antitrypsin</i> | mg/dL | α 1-Antytrypsin Turbitest AA | 140 | 105 | 175 |
| α 1-Glicoproteína <i>α1-glycoprotein</i> | mg/dL | AGP Turbitest AA | 75.3 | 60.2 | 90.4 |
| α 2-Macroglobulina <i>α2-macroglobulin</i> | mg/dL | α 2-Macroglobulin Turbitest AA | 198 | 148 | 247 |
| antiestreptolisina O <i>anti-streptolysin O</i> | UI/mL | ASO látex Turbitest AA | 308 | 247 | 370 |
| Cadena liviana kappa <i>kappa light chain</i> | mg/dL | k-Light Chain Turbitest AA | 338 | 264 | 413 |
| Cadena liviana lambda <i>lambda light chain</i> | mg/dL | l-Light Chain Turbitest AA | 176 | 141 | 211 |
| Ceruloplasmina <i>ceruloplasmin</i> | mg/dL | Ceruloplasmin Turbitest AA | 23.2 | 17.9 | 28.5 |
| Componente C3 <i>C3 component</i> | mg/dL | C3 Turbitest AA | 148 | 118 | 178 |
| Componente C4 <i>C4 component</i> | mg/dL | C4 Turbitest AA | 35.5 | 26.6 | 44.4 |
| Factor reumatoideo <i>rheumatoid factor</i> | UI/mL | FR látex Turbitest AA** | 116 | 93 | 140 |
| Ferritina <i>ferritin</i> | ng/mL | Ferritin Turbitest AA | 157 | 125 | 188 |
| Haptoglobina <i>haptoglobin</i> | mg/dL | Haptoglobin Turbitest AA | 123 | 99 | 148 |
| Inhibidor de C1-esterasa <i>C1-esterase inhibitor</i> | mg/dL | C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA | 39.6 | 30.5 | 48.7 |
| Inmunoglobulina A <i>I/immunoglobulin A</i> | mg/dL | IgA Turbitest AA | 211 | 169 | 253 |
| Inmunoglobulina G <i>immunoglobulin G</i> | mg/dL | IgG Turbitest AA | 1177 | 942 | 1412 |
| Inmunoglobulina M <i>immunoglobulin M</i> | mg/dL | IgM Turbitest AA | 168 | 134 | 202 |
| Prealbúmina <i>prealbumin</i> | mg/dL | Prealbumin Turbitest AA | 32.8 | 26.2 | 39.4 |
| Proteína C reactiva <i>C reactive protein</i> | mg/L | PCR Turbitest AA | 29.8 | 23.2 | 36.4 |
| | mg/L | CRP hs Turbitest AA | 29.3 | 23.4 | 35.2 |
| Transferrina <i>transferrin</i> | mg/dL | TRF Turbitest AA | 236 | 189 | 283 |

** Puede suceder que en los analizadores CB Series/CM series se realice una dilución automática del control

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

| Español | Português | English | Polski |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| fecha | data | date | data |
| valores asignados | valores estabelecidos | assigned values | zakres wartości |
| analito | analito | analyte | analit |
| unidad | unidade | unit | jednostki |
| kit | kit | kit | zestaw |
| valor medio | valor médio | mean | średnia wartość |
| rango | faixa | range | zakres |

