

Control Inmunológico

nivel 2

LOT

2108448150

VALORES ASIGNADOS					
ANALITO	UNIDAD	KIT	VALOR MEDIO	RANGO	
α 1-Antitripsina <i>α1-antitrypsin</i>	mg/dL	α 1-Antytrypsin Turbitest AA	140	105	175
α 1-Glicoproteína <i>α1-glycoprotein</i>	mg/dL	AGP Turbitest AA	75.3	60.2	90.4
α 2-Macroglobulina <i>α2-macroglobulin</i>	mg/dL	α 2-Macroglobulin Turbitest AA	198	148	247
antiestreptolisina O <i>anti-streptolysin O</i>	UI/mL	ASO látex Turbitest AA	308	247	370
Cadena liviana kappa <i>kappa light chain</i>	mg/dL	k-Light Chain Turbitest AA	338	264	413
Cadena liviana lambda <i>lambda light chain</i>	mg/dL	l-Light Chain Turbitest AA	176	141	211
Ceruloplasmina <i>ceruloplasmin</i>	mg/dL	Ceruloplasmin Turbitest AA	23.2	17.9	28.5
Componente C3 <i>C3 component</i>	mg/dL	C3 Turbitest AA	148	118	178
Componente C4 <i>C4 component</i>	mg/dL	C4 Turbitest AA	35.5	26.6	44.4
Factor reumatoideo <i>rheumatoid factor</i>	UI/mL	FR látex Turbitest AA**	116	93	140
Ferritina <i>ferritin</i>	ng/mL	Ferritin Turbitest AA	157	125	188
Haptoglobina <i>haptoglobin</i>	mg/dL	Haptoglobin Turbitest AA	123	99	148
Inhibidor de C1-esterasa <i>C1-esterase inhibitor</i>	mg/dL	C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA	39.6	30.5	48.7
Inmunoglobulina A <i>immunoglobulin A</i>	mg/dL	IgA Turbitest AA	211	169	253
Inmunoglobulina G <i>immunoglobulin G</i>	mg/dL	IgG Turbitest AA	1177	942	1412
Inmunoglobulina M <i>immunoglobulin M</i>	mg/dL	IgM Turbitest AA	168	134	202
Prealbúmina <i>prealbumin</i>	mg/dL	Prealbumin Turbitest AA	32.8	26.2	39.4
Proteína C reactiva <i>C reactive protein</i>	mg/L	PCR Turbitest AA	29.8	23.2	36.4
	mg/L	CRP hs Turbitest AA	29.3	23.4	35.2
Transferrina <i>transferrin</i>	mg/dL	TRF Turbitest AA	236	189	283

** Puede suceder que en los analizadores CB Series/CM series se realice una dilución automática del control

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
analito	analito	analyte	analit
unidad	unidade	unit	jednostki
kit	kit	kit	zestaw
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango	faixa	range	zakres

