

Control Inmunológico

nivel 1

LOT 2009386970

| VALORES ASIGNADOS | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|
| ANALITO | UNIDAD | KIT | VALOR MEDIO | RANGO | |
| α 1-Antitripsina <i>α1-antitrypsin</i> | mg/dL | α 1-Antytripsin Turbitest AA | 67.7 | 50.8 | 84.6 |
| α 1-Glicoproteína <i>α1-glycoprotein</i> | mg/dL | AGPTurbitest AA | 43.2 | 34.6 | 51.8 |
| antiestreptolisina O <i>anti-streptolysin O</i> | UI/mL | ASO látex Turbitest AA | 176 | 141 | 211 |
| Cadena liviana kappa <i>kappa light chain</i> | mg/dL | k-Light Chain Turbitest AA | 198 | 154 | 242 |
| Cadena liviana lambda <i>lambda light chain</i> | mg/dL | l-Light Chain Turbitest AA | 103 | 82 | 124 |
| Ceruloplasmina <i>ceruloplasmin</i> | mg/dL | Ceruloplasmin Turbitest AA | 19.0 | 14.6 | 23.4 |
| Componente C3 <i>C3 component</i> | mg/dL | C3 Turbitest AA | 72.8 | 58.2 | 87.4 |
| Componente C4 <i>C4 component</i> | mg/dL | C4 Turbitest AA | 16.9 | 12.7 | 21.1 |
| Factor reumatoideo <i>rheumatoid factor</i> | UI/mL | FR látex Turbitest AA | 60.4 | 48.3 | 72.5 |
| Ferritina <i>ferritin</i> | ng/mL | Ferritin Turbitest AA | 65.7 | 52.6 | 78.8 |
| Haptoglobina <i>haptoglobin</i> | mg/dL | Haptoglobin Turbitest AA | 63.8 | 51.0 | 76.6 |
| Inhibidor de C1-esterasa <i>C1-esterase inhibitor</i> | mg/dL | C1-Esterase Inhibitor Turbitest AA | 19.3 | 14.9 | 23.7 |
| Inmunoglobulina A <i>A/immunoglobulin A</i> | mg/dL | IgA Turbitest AA | 127 | 102 | 152 |
| Inmunoglobulina G <i>immunoglobulin G</i> | mg/dL | IgG Turbitest AA | 730 | 584 | 876 |
| Inmunoglobulina M <i>immunoglobulin M</i> | mg/dL | IgM Turbitest AA | 97.0 | 77.6 | 116.4 |
| Prealbúmina <i>prealbumin</i> | mg/dL | Prealbumin Turbitest AA | 14.7 | 11.8 | 17.6 |
| Proteína C reactiva <i>C reactive protein</i> | mg/L | PCR Turbitest AA | 13.2 | 10.3 | 16.1 |
| | mg/L | CRP hs Turbitest AA | 13.4 | 10.7 | 16.1 |
| Transferrina <i>transferrin</i> | mg/dL | TRF Turbitest AA | 116 | 93 | 139 |

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

| Español | Português | English | Polski |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| fecha | data | date | data |
| valores asignados | valores estabelecidos | assigned values | zakres wartości |
| analito | analito | analyte | analit |
| unidad | unidade | unit | jednostki |
| kit | kit | kit | zestaw |
| valor medio | valor médio | mean | średnia wartość |
| rango | faixa | range | zakres |

