

# Fructosamina

LOT

2002361450

*Control - 2 niveles*

LOT

Nivel 1

356310

LOT

Nivel 2

356300

VALORES ASIGNADOS - TECNICA MANUAL / ANALIZADORES						
TECNICA/ ANALIZADOR	NIVEL 1			NIVEL 2		
	VALOR MEDIO	RANGO		VALOR MEDIO	RANGO	
Konelab Series / Wiener lab, CT Series	209 umol/L	167	251	452 umol/L	362	543
	1.8 mmol/L (DMF)	1.5	2.2	3.9 mmol/L (DMF)	3.2	4.7
Targa - BT 3000	198 umol/L	159	238	478 umol/L	382	573
	1.7 mmol/L (DMF)	1.4	2.1	4.2 mmol/L (DMF)	3.3	5.0
Metrolab 2300 plus / Wiener lab. CM Series	193 umol/L	154	232	467 umol/L	374	561
	1.7 mmol/L (DMF)	1.3	2.0	4.1 mmol/L (DMF)	3.3	4.9
BT 3000 plus / Wiener lab. CB Series	198 umol/L	159	238	478 umol/L	382	573
	1.7 mmol/L (DMF)	1.4	2.1	4.2 mmol/L (DMF)	3.3	5.0
CMD 800 Series	204 umol/L	163	245	462 umol/L	370	555
	1.8 mmol/L (DMF)	1.4	2.1	4.0 mmol/L (DMF)	3.2	4.8
Técnica manual	176 umol/L	141	211	511 umol/L	409	613
	1.5 mmol/L (DMF)	1.2	1.8	4.4 mmol/L (DMF)	3.6	5.3

## Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

### Español

### Português

### English

### Polski

nivel  
valores asignados  
rango  
analizadores

nível  
valores estabelecidos  
faixa  
analisadores

level  
assigned values  
range  
analyzers

poziom  
zakres wartości  
zakres  
analizator

**Wiener lab.**