

Plasma control

Patológico

LOT 2004367970

VALORES ASIGNADOS				
Reactivo	Método	Valor Medio	Rango aceptable	
Soluplastin (seg)	Manual	33,1	24,8	41,4
	CoL Series	33,1	24,8	41,4
	COR 50	32,6	24,5	40,8
Soluplastin (%)	Manual	22	16	27
	CoL Series	22	16	27
	COR 50	23	17	29
APTTTest (seg)	Manual	63,7	47,8	79,6
APTTTest elláxico (seg)	Manual	55,0	41,3	68,8
	CoL Series	54,3	40,7	67,9
	COR 50	56,8	42,6	71,0
Fibrinógeno (mg/dL)	Manual	150	120	180
	CoL Series	150	120	180
	COR 50	152	122	182
Fibrinogen Turbitest AA (mg/dL)	(*)	134	107	161
Prothrombin Time plus (seg)	Manual	36,5	27,4	45,6
	CoL Series	35,2	26,4	44,0
	COR 50	36,5	27,4	45,6
Prothrombin Time plus (%)	Manual	21	17	25
	CoL Series	21	17	25
	COR 50	21	17	25
Tiempo de Trombina 4.0 UNIH/mL (seg)	Manual	15,4	12,3	18,5
	CoL Series	15,4	12,3	18,5
	COR 50	15,3	12,2	18,4
Tiempo de Trombina 2.7 UNIH/mL (seg)	Manual	19,2	15,4	23,0
	CoL Series	18,7	15,0	22,4
	COR 50	19,0	15,2	22,8

(*) Método turbidimétrico en analizadores automáticos / Método turbidimétrico em analisadores automáticos / Turbidimetric method in automated analyzers / Metoda turbidymetrycznej analizatorów automatycznych

Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
fecha	data	date	data
reactivo	reagente	reagent	odczynnik
método	método	method	metoda
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango aceptable	faixa aceitável	acceptable range	pożądany zakres
manual	manual	manual	manualne



Wiener lab.