

# Proti U/LCR

## Control - 2 niveles

LOT

1901292310

Rev.: 000

LOT

Nivel 1 291370

LOT

Nivel 2 291390

VALORES ASIGNADOS PARA TECNICA MANUAL Y ANALIZADORES						
TECNICA/ ANALIZADOR	NIVEL 1			NIVEL 2		
	VALOR MEDIO (mg/dL)	RANGO (mg/dL)		VALOR MEDIO (mg/dL)	RANGO (mg/dL)	
Konelab Series / Wiener lab, CT Series	30.6	22.9	38.2	101	81	121
Metrolab 2300 plus / Wiener lab. CM Series	33.5	25.1	41.9	98.5	78.8	118.2
Targa BT 3000	34.1	25.5	42.6	101	75	126
BT 3000 plus / Wiener lab. CB Series	34.1	25.5	42.6	101	75	126
Wiener lab. CMD Series	32.1	24.0	40.1	100	80	120
Técnica Manual	38.4	28.8	48.0	106	79	132

## Glosario/Glossário/Glossary/Glosariusz

Español	Português	English	Polski
nivel	nível	level	poziom
fecha	data	date	data
valores asignados	valores estabelecidos	assigned values	zakres wartości
valor medio	valor médio	mean	średnia wartość
rango	faixa	range	zakres
técnica manual	técnica manual	manual technique	metody manualne
analizadores	analísadores	analyzers	analizator



Wiener lab.